


02-0715

■ Aplicador Dipping

Com Espuma



■ Aplicador Dipping Com Espuma

Com objetivo de reduzir ao máximo o número de bactérias nos tetos antes e depois da ordenha, ocorre a aplicação do pré e pós dipping. Essa desinfecção é uma importante medida de controle da mastite, além disso, o pré-dipping melhora a estimulação da descida do leite e a velocidade de extração, o pós-dipping previne mastite contagiosa. O **Aplicador Dipping Com Espuma GMZ** é recomendável para uso pré e pós ordenha com soluções específicas de ação bactericida.

Características Técnicas:

Recipiente para soluções: 300ml
Peso: 520gr

Soluções mais indicadas:

- Hipoclorito de sódio
- Iodo
- Clorexidina

Código

Descrição da peça

02-0715

Aplicador Dipping com espuma