


02-0663

■ Aplicador Dipping

Sem Retorno



■ Aplicador Dipping Sem Retorno

Com objetivo de reduzir ao máximo o número de bactérias nos tetos antes e depois da ordenha, ocorre a aplicação do pré e pós dipping. Essa desinfecção é uma importante medida de controle da mastite, além disso, o pré-dipping melhora a estimulação da descida do leite e a velocidade de extração, o pós-dipping previne mastite contagiosa. O **Aplicador Dipping Sem Retorno GMZ** é altamente recomendável para uso pré e pós ordenha. Utilizar dipping sem retorno para realizar a desinfecção, evita a contaminação da solução bactericida que ainda não foi utilizada.

Características Técnicas:

Recipiente para soluções: 300ml

Peso: 620gr

Soluções mais indicadas:

- Hipoclorito de sódio
- Iodo
- Clorexidina

Código	Descrição da peça
02-0663	Aplicador Dipping Sem Retorno